



Controllo più naturale e intuitivo

Myo Plus permette di utilizzare le funzioni di controllo della protesi in modo unico e del tutto naturale. Consente quindi all'utente di utilizzare in modo intuitivo le proprie rimanenti capacità.



Movimenti fluidi senza commutazione

Myo Plus consente una transizione fluida tra i singoli movimenti della protesi. Di conseguenza, richiede una concentrazione significativamente inferiore e l'utente può controllare la protesi in modo intuitivo e senza interruzioni.



Aggiungi da solo nuovi schemi di impugnatura

Myo Plus consente all'utente di adattare il controllo della protesi alle proprie esigenze individuali in modo continuativo. Ciò rende sempre possibile aggiungere nuovi schemi di presa alla mano bionica.



App Myo Plus

La nuova **App Myo Plus** è l'interfaccia centrale tra l'utente e il controllo della protesi. Serve come una "finestra nella protesi" in un certo senso e mostra gli schemi di movimento nascosti nell'arto residuo.



Cambia facilmente i componenti terminali

A parte la mano bionica, il controllo della protesi Myo Plus è compatibile con altri dispositivi terminali MyoBock come l'Electric Greifer. Ciò consente agli utenti di scegliere una soluzione che si adatta in modo ottimale alle loro attività quotidiane.



Un sistema di controllo che apprende

Il riconoscimento del pattern Myo Plus è adattivo e apprende i singoli comandi direttamente dall'utente. Allenarsi negli schemi di movimento è semplice e tutto viene visualizzato tramite l'app Myo Plus. La calibrazione può essere ripetuta in qualsiasi momento.