PROTESI ARTI SUPERIORI

Siamo esperti nella progettazione e nell'adattamento di tutti i tipi di protesi degli arti superiori, dai dispositivi di mano parziale alla sostituzione dell'intero cingolo scapolare. Iniziamo da un calco in gesso negativo che cattura in maniera precisa tutti i parametri dell'arto residuo. Dopo un'attenta progettazione, i tecnici sviluppano e producono dispositivi che si adattano perfettamente alla forma del corpo. Una parte importante della protesi di arto superiore la svolge la mano protesica che offre diverse opzioni, ognuna con i suoi vantaggi.

*Una mano protesica passiva non si apre né si chiude ma fornisce un aspetto piacevole.

*Le mani protesiche a comando mioelettrico consentono di afferrare gli oggetti e hanno anche un aspetto naturale.

*Pinze e ganci, d'altra parte, sono più adatti per utilizzare oggetti come un cacciavite o per prendere una chiave e possono sollevare oggetti più pesanti.

Ciascuno di questi dispositivi, ad eccezione della mano passiva, può essere controllato elettricamente in diversi modi per darti maggiore flessibilità e utilizzo.

Un'altra opzione molto importante è la possibilità di realizzare una protesi in silicone ad alta cosmesi sia totale che parziale.

La protesi in silicone fornisce un aspetto molto naturale e simile all'altro arto, producendo nel complesso un integrazione ed un immagine corporea altamente armoniosa della protesi. Un altro fattore non meno importante è la resistenza, la durata, la possibilità di riparazione del silicone nei confronti del PVC tradizionale.

Al momento il costo di questa lavorazione non viene riconosciuto dal Sistema Sanitario Nazionale.