



i-Digits Quantum è un dispositivo protesico personalizzato per persone con perdita o insufficienza parziale della mano. i-Digits Quantum è appropriato in caso di assenza parziale della mano. I candidati idonei presentano perdita parziale della mano, con un livello di perdita o insufficienza è distale rispetto al polso e prossimale. La tecnologia i-Mo di i-digit con i quanti incorporati, che consente l'accesso a grispis spostando

il quantum i-digit in una delle quattro direzioni.

Design

- Protesi completamente personalizzata per perdita parziale o assenza della mano
- È possibile sostituire da 1 a 5 dita
- Fino a 32 prese disponibili
- Design che aderisce all'anatomia
- Il bracciale autonomo ospita batterie e microprocessore

Destrezza

- Le dita si muovono indipendentemente e funzionano insieme alle rimanenti dita
- Gamma completa di movimenti del polso
- Vari-Grip™ offre una presa più salda
- Funzionalità di sicurezza antigoccia Auto-Grasp™ per una maggiore tranquillità
- Velocità e forza potenziate anche del 30% con l'app Biosim My i-Limb™

Intelligent motion

- Il controllo dei gesti consente di avere una presa automatica, azionabile muovendo l'i-Digits Quantum in una delle quattro direzioni disponibili.