



Una mano protesica mioelettrica, mano protesica con movimenti multipli con cinque dita alimentate individualmente. Pollice a rotazione elettrica con override manuale.

- Dita motorizzate individualmente con presa adattabile e capacità di immobilizzazione

- Pollice ruotabile manualmente che può essere facilmente posizionato in modalità laterale o opponibile per ottenere diverse posizioni di presa
- Più veloce – Con il nostro potenziamento della velocità, la velocità delle dita può essere aumentata anche del 30%
- Il controllo da app fornisce accesso immediato ai Quick Grips™ con il semplice tocco di un'icona.
- Il controllo muscolare utilizza specifici segnali muscolari chiamati trigger per comandare alla mano di attivare una specifica presa
- 18 diverse opzioni di presa disponibili
- Vari-Grip™ offre una presa più salda
- Auto-Grasp™ – funzionalità di sicurezza antigoccia per una maggiore tranquillità
- APP Biosim™ e My i-Limb™
- Disponibile in 4 misure: extra small, small, medium e large
- Più opzioni di covers disponibili per adattarsi ai singoli stili di vita
- i-Limb Ultra è disponibile anche con dita rinforzate in titanio, che aumentano del 50% il carico trasportabile. Disponibile nelle taglie S / M e L.